

**Macroaspirador para pipetas, 1 a 100 ml****Isolab****Macroaspirador para pipetas, 1 a 100 ml**

Pera de gran capacidad que funciona perfectamente con todos los tamaños de pipetas desde 1ml hasta 100ml. Primero se aprieta la pera de silicona y con el pulgar se controla tanto el modo de aspiración como el de dispensación. Incorpora un botón central para expulsar el líquido residual a las pipetas.



| Code        | Description                        | Packaging |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| LLG06238525 | "Pipette filler ""Maxi"" 1-100 ml" | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

