




Pinza para vasos de precipitados, de acero cromado

Isolab

Pinza para vasos de precipitados, de acero cromado

Con mordazas aislantes para todo tipo de vasos de precipitados.



Code	Description	Packaging
LLG06237287	Beaker tong 280 mmstainless steel, PVC	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

