

**Buretas automáticas, vidrio de borosilicato 3.3, clase AS**

Isolab

**Buretas automáticas, vidrio de borosilicato 3.3, clase AS**

- Fabricadas a partir de vidrio de borosilicato calibrado en pre-vacío. Cumplen los estándares máximos de calidad conformes a DIN EN ISO 385
- Control de calidad permanente siguiendo todos los pasos para eliminar posibles desviaciones de los valores nominales
- Calibradas para entrega (Ex) y las tolerancias cumplen las normas DIN/ISO clase "AS"
- Conformidad ("DE-M") certificada, con un número de lote impreso en la base. Certificado de lote que se puede descargar de la página web del fabricante
- Suministradas con un sistema automático de ajuste a cero, llave de paso VALVE y también un grifo de cierre de PTFE intermedio para recircular el líquido remanente
- Buretas de vidrio transparente fabricadas con franja de Schellbach
- Las inscripciones y graduaciones están impresas con esmalte azul especial. Para las buretas de color ámbar, se utiliza esmalte blanco para maximizar la visibilidad y durabilidad

**Pedir por separado el frasco de vidrio.**



Code	Description	Packaging
LLG04008312	burette - automatic - clear - PTFE int	1 pz.
LLG06237627	Automatic burette 50:0.10 ml, blue grad	1 pz.
LLG06238473	Automatic burette 10:0.02 mlamber glass	1 pz.
LLG06241116	Automatic burette 50:0.10 mlamber glass	1 pz.
LLG06241216	Automatic burette 25:0,05 mlclear, clas	1 pz.
LLG06242463	Automatic burette 25:0.05 mlamber glass	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

