

**Gradilla para tubos Adapt-a-Rack, POM**

Heathrow Scientific

**Gradilla para tubos Adapt-a-Rack™, POM**

Capaz de sostener tubos de diferente tamaño en cada ranura disponible, ya que el pozo se adapta literalmente al tamaño de su tubo para mantener la firmeza en una posición vertical. El diseño le permite sostener tubos de 12 a 30 mm (5 a 50 ml) simultáneamente y aún así permitir la visualización completa de la etiqueta del tubo. Las gradillas se pueden unir entre sí para obtener una capacidad de sujeción adicional. Se pueden esterilizar en autoclave. Dimensiones (An x L x Alt): 181 x 56 x 76mm



Code	Description	Packaging
LLG04657434	Tube Rack Adapt-a-Rack, flexible, blu/2	2 pz.
LLG09194027	Tube Rack Adapt-a-Rackflexible, blue,/2	2 pz
LLG09194028	Tube Rack Adapt-a-Rackflexible, green/2	2 pz
LLG09194029	Tube Rack Adapt-a-Rackflexible, white/2	2 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

