



Buretas automáticas, patrón de Schilling, vidrio de borosilicato 3.3/LDPE

Isolab

Buretas automáticas, patrón de Schilling, vidrio de borosilicato 3.3/LDPE

- Descritas como buretas automáticas de titración rápida y uso práctico
- Especialmente adecuadas para análisis de campo donde existe riesgo de rotura
- Todo el sistema consta de un tubo de bureta con sistema de puesta a cero automático, junto con una llave de paso de válvula, una botella de reserva y un soporte para botellas
- Llenado rápido apretando la botella y titración rápida con llave de paso de válvula
- Las inscripciones y graduaciones se imprimen con esmalte azul o con esmalte blanco, especialmente diseñado para uso en vidrio
- Las buretas transparentes se fabrican con franja Schellbach
- Las buretas ámbar se fabrican sin franja Schellbach
- La bureta de 10 ml tiene una botella de polietileno de 500 ml de volumen, mientras que las buretas de 25 y 50 ml se utilizan con botellas de 1000 ml de volumen



Code	Description	Packaging
LLG04008314	Automatic burette acc.to Schilling10 ml	1 pz.
LLG04008315	Automatic burette acc.to Schilling50 ml	1 pz.
LLG04008316	Automatic burette acc.to Schilling10 ml	1 pz.
LLG04008317	Automatic burette acc.to Schilling25 ml	1 pz.
LLG04008318	Automatic burette acc.to Schilling50 ml	1 pz.
LLG06241904	Automatic burette acc.to Schilling25 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

