


**Picnómetros, vidrio de borosilicato 3.3., calibrados****Isolab****Picnómetros, vidrio de borosilicato 3.3., calibrados**

ISO 3507. Calibrados individualmente para contener (In) hasta 0,001ml. La capacidad de volumen neto está grabada en el cuerpo. Cada botella está calibrada junto con su tapón. Para poder diferenciarse fácilmente, tanto el cuerpo como el tapón tienen los mismos números de código impresos en ellos.



Code	Description	Packaging
LLG04008327	density bottle - calibrated - 5 ml	1 pz.
LLG04008328	density bottle - calibrated - 25 ml	1 pz.
LLG04008329	density bottle - calibrated - 100 ml	1 pz.
LLG06241602	Pyknometer 10 ml glass, justified	1 pz.
LLG06241603	Pyknometer 50 ml glass, justified	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

