

**Medidor de laboratorio inoLab[®] pH 7110****WTW****Medidor de laboratorio inoLab[®] pH 7110**

Instrumento básico de laboratorio de pH/mV para todas las tareas que requieran lecturas fiables y precisas. Con pantalla de segmentos LCD de gran tamaño y teclado de fácil lectura. La función AutoRead garantiza resultados de medición correctos y repetibles. Un temporizador incorporado recuerda al usuario la calibración periódica.

Material de suministro: Instrumento, adaptador de corriente, soporte

Especificaciones

Rangos Todos los valores +/- 1 dígito

pH: -2,0 & 20,0 +/-0,1 pH

-2,00 & 20,00 +/-0,01 pH

-2,000 & 19,999 +/-0,005 pH

mV: +/- (1200,0 +/- 0,3) mV

+/- (2000 +/-1) mV

Calibración: Tampón técnico WTW de 1, 2 o 3 puntos o DIN/NIST

Temperatura: -5,0 & 105,0°C +/- 0,1°C

Fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal 100 a 240V, 50/60Hz, 4 x 1,5V

AA o 4 x 1,2V NiMH baterías recargables



Code	Description	Packaging
LLG09920090	pH/mV-measuring unit inolab® pH 7110sin	1 pz.
LLG09920091	pH/mV-measuring unit inolab® pH 7110 Se	1 pz.
LLG09920092	pH/mV-measuring unit inolab® pH 7110 Se	1 pz.
LLG09920093	pH/mV-measuring unit inolab® pH 7110 BN	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

