

**Soporte trípode**

Isolab

Soporte trípode

Acero cromado. Los trípodes están destinados para usarse con gasa de alambre, triángulos o un baños de arena. El anillo de retención con 150 mm de diámetro puede reducirse a 125 mm con el accesorio reductor suministrado.



Code	Description	Packaging
LLG04008512	Tripod stand, adjustable heightmin. 200	1 pz.
LLG06242704	Tripod stand, fixed height 200 mmchrome	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

