



## Soporte trípode

Isolab

### Soporte trípode

Acero cromado. Los trípodes están destinados para usarse con gasa de alambre, triángulos o un baños de arena. El anillo de retención con 150 mm de diámetro puede reducirse a 125 mm con el accesorio reductor suministrado.



Code	Description	Packaging
LLG04008512	Tripod stand, adjustable heightmin. 200	1 pz.
LLG06242704	Tripod stand, fixed height 200 mmchrome	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

