

**Jarras de medición LLG con asa, PP****LLG Labware****Jarras de medición LLG con asa, PP**

Hechas de polipropileno altamente transparente. Pico funcional para evitar el goteo. Con una graduación azul fácil de leer para un llenado preciso de líquidos.

-Autoclavables a 121 °C

-Asa abierta

-Apilables

-Según la ISO 7056



Code	Description	Packaging
LLG09013680	LLG-Beaker 250 ml, PPISO 7056, blue s/2	2 pz
LLG09013681	LLG-Beaker 500 ml, PPISO 7056, blue s/2	2 pz
LLG09013682	LLG-Beaker 1000 ml, PPISO 7056, blue /2	2 pz
LLG09013683	LLG-Beaker 2000 ml, PPISO 7056, blue sc	1 pz
LLG09013684	LLG-Beaker 3000 ml, PPISO 7056, blue sc	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

