

**Jarras de medición LLG con asa, PP****LLG Labware****Jarras de medición LLG con asa, PP**

Hechas de polipropileno altamente transparente. Pico funcional para evitar el goteo. Con una graduación azul fácil de leer para un llenado preciso de líquidos.

-Autoclavables a 121 °C

-Asa abierta

-Apilables

-Según la ISO 7056



Code	Description	Packaging
LLG09013680	LLG-Beaker 250 ml, PPISO 7056, blue s/2	2 pz
LLG09013681	LLG-Beaker 500 ml, PPISO 7056, blue s/2	2 pz
LLG09013682	LLG-Beaker 1000 ml, PPISO 7056, blue /2	2 pz
LLG09013683	LLG-Beaker 2000 ml, PPISO 7056, blue sc	1 pz
LLG09013684	LLG-Beaker 3000 ml, PPISO 7056, blue sc	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

