

**Mantas de calefacción con agitación LabHEAT[®] serie KM-MER**

Mantas calefactoras LabHEAT[®] para frascos, fondo redondo. Diseñados y técnicamente idénticos a los de la serie KM-ME, pero **además equipados con un agitador magnético**; frecuencia de rotación hasta 1600rpm, temperatura máxima del elemento calefactor 450°C, cable de alimentación de 1,5m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); voltaje nominal 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642545	Heating mantle KM-MER 100100 ml, 100 W,	1 pz.
LLG09642546	Heating mantle KM-MER 250250 ml, 150 W,	1 pz.
LLG09642547	Heating mantle KM-MER 500500 ml, 200 W,	1 pz.
LLG09642548	Heating mantle KM-MER 10001 ltr., 300 W	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

