

**Mantas de calefacción con agitación LabHEAT<sup>®</sup> serie KM-MER**

Mantas calefactoras LabHEAT<sup>®</sup> para frascos, fondo redondo. Diseñados y técnicamente idénticos a los de la serie KM-ME, pero **además equipados con un agitador magnético**; frecuencia de rotación hasta 1600rpm, temperatura máxima del elemento calefactor 450°C, cable de alimentación de 1,5m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); voltaje nominal 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642545	Heating mantle KM-MER 100100 ml, 100 W,	1 pz.
LLG09642546	Heating mantle KM-MER 250250 ml, 150 W,	1 pz.
LLG09642547	Heating mantle KM-MER 500500 ml, 200 W,	1 pz.
LLG09642548	Heating mantle KM-MER 10001 ltr., 300 W	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

