

**Frascos de boca ancha LLG, con tapón de rosca, LDPE****LLG Labware****Frascos de boca ancha LLG, con tapón de rosca, LDPE**

Color natural, translúcidos. De pared gruesa. Ideales para la toma, almacenamiento y transporte de muestras de líquidos, pastas y productos granulados. Ideales para líquidos, pastas y granulados.



Code	Description	Packaging
LLG09073510	LLG-Wide-neck bottle 50 mlround, LDP/50	50 pz
LLG09073511	LLG-Wide-neck bottle 100 mlround, LD/20	20 pz
LLG09073512	LLG-Wide-neck bottle 250 mlround, LD/10	10 pz
LLG09073513	LLG-Wide-neck bottle 500 mlround, LD/10	10 pz
LLG09073514	LLG-Wide-neck bottle 1000 mlround, LD/4	4 pz
LLG09073516	LLG-Wide-neck bottle 2000 mlround, LDPE	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

