

**Fascos de boca ancha LLG, con tapón de rosca, LDPE****LLG Labware****Fascos de boca ancha LLG, con tapón de rosca, LDPE**

Color natural, translúcidos. De pared gruesa. Ideales para la toma, almacenamiento y transporte de muestras de líquidos, pastas y productos granulados. Ideales para líquidos, pastas y granulados.



Code	Description	Packaging
LLG09073510	LLG-Wide-neck bottle 50 mlround, LDP/50	50 pz
LLG09073511	LLG-Wide-neck bottle 100 mlround, LD/20	20 pz
LLG09073512	LLG-Wide-neck bottle 250 mlround, LD/10	10 pz
LLG09073513	LLG-Wide-neck bottle 500 mlround, LD/10	10 pz
LLG09073514	LLG-Wide-neck bottle 1000 mlround, LD/4	4 pz
LLG09073516	LLG-Wide-neck bottle 2000 mlround, LDPE	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

