

**Tubo para portaobjetos, PP****Kartell****Tubo para portaobjetos, PP**

Para almacenar y transportar 5 portaobjetos gruesos o 10 finos. Construcción robusta. Tapa roscada con aro de precintado. Con la tapa abierta, los portaobjetos sobresalen aprox. 10mm, lo que hace que el usuario pueda coger el portaobjetos de manera más sencilla. Irrompible, químicamente inerte, a prueba de vertidos.



Code	Description	Packaging
LLG09161395	Microscope slide box, PPround, with scr	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

