

**Baños de agua digitales****PolyScience****Baños de agua digitales**

Los baños de agua sin agitación y de uso general están disponibles en 5 tamaños: 2, 5, 10, 20 y 28 litros.

- Pantalla TFT a color con panel de control
- Función de compensación de la calibración
- Alarma de líquido bajo
- Alarma de sobretemperatura
- 5 preajustes programables por el usuario (temperatura y duración)
- 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español y chino)
- Temporizador independiente integrado
- Modo ecológico
- Termostato de seguridad
- Las tapas transparentes de gran altura acomodan botellas de medios más altas
- Drenaje montado en la parte trasera (10, 20 y 28 litros)
- Asas empotradas

Material de suministro: Baño de agua digital, incl. tapa

Especificaciones

Rango de temperatura: Ambiente +5 °C ... 100 °C

Uniformidad de la temperatura: $\pm 0,2$ °C

Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,1$ °C

Fuente de alimentación: 240 V, 50 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06274985	Water bath 2 Ltr., digital +5°C bis 99°C	1 pz.
LLG06274986	Water bath 5 Ltr., digital +5°C bis 99°C	1 pz.
LLG06274987	Water bath 10 Ltr., digital +5°C bis 99°	1 pz.
LLG06274988	Water bath 20 Ltr., digital +5°C bis 99°	1 pz.
LLG06274989	Water bath 28 Ltr., digital +5°C bis 99°	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

