

**Baños de agua digitales**

Los baños de agua sin agitación y de uso general están disponibles en 5 tamaños: 2, 5, 10, 20 y 28 litros.

- Pantalla TFT a color con panel de control
- Función de compensación de la calibración
- Alarma de líquido bajo
- Alarma de sobretemperatura
- 5 preajustes programables por el usuario (temperatura y duración)
- 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español y chino)
- Temporizador independiente integrado
- Modo ecológico
- Termostato de seguridad
- Las tapas transparentes de gran altura acomodan botellas de medios más altas
- Drenaje montado en la parte trasera (10, 20 y 28 litros)
- Asas empotradas

Material de suministro: Baño de agua digital, incl. tapa

**Especificaciones**

**Rango de temperatura: Ambiente +5 °C ... 100 °C**

**Uniformidad de la temperatura:  $\pm 0,2$  °C**

**Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,1$  °C**

**Fuente de alimentación: 240 V, 50 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG06274985	Water bath 2 Ltr., digital +5°C bis 99°C	1 pz.
LLG06274986	Water bath 5 Ltr., digital +5°C bis 99°C	1 pz.
LLG06274987	Water bath 10 Ltr., digital +5°C bis 99°	1 pz.
LLG06274988	Water bath 20 Ltr., digital +5°C bis 99°	1 pz.
LLG06274989	Water bath 28 Ltr., digital +5°C bis 99°	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

