



Columnas para cromatografía, con llave de paso de PTFE, vidrio de borosilicato 3.3

Isolab

Columnas para cromatografía, con llave de paso de PTFE, vidrio de borosilicato 3.3
Columnas para cromatografía con conector y fritas. Fabricadas en vidrio de borosilicato 3.3 resistente al calor y a casi todos los productos químicos. Los cuellos NS cumplen con las normas DIN 12242.



Code	Description	Packaging
LLG04008398	Chromotography column 200 mm, dia.10 mm	1 pz.
LLG04008399	Chromotography column 400 mm, dia.20 mm	1 pz.
LLG04008400	Chromotography column 300 mm, dia.30 mm	1 pz.
LLG04008402	Chromotography column 300 mm, dia.10 mm	1 pz.
LLG04008403	Chromotography column 200 mm, dia.15 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

