

**Fuente de luz fría KL 1600 LED Packages****Schott AG****Fuente de luz fría KL 1600 LED Packages**

El KL 1600 LED es una innovadora fuente de luz de fibra óptica que utiliza la luz fría para iluminar todo tipo de objetos en aplicaciones industriales y de ciencias de la vida.

- Potente sistema de iluminación con una luminosidad de 680 lm
- Control de regulación ergonómico
- Iluminación sin ondulaciones para aplicaciones de imagen digital
- La temperatura de color de 5.600 K no cambia cuando la fuente de luz está atenuada
- Sin mantenimiento gracias a los LEDs de larga duración de 50.000 horas

**Material de suministro:**

Fuente de luz fría LED KL 1600 LED incl. guía de luz de cuello de cisne de 2 brazos, 2 lentes de enfoque y el cable de alimentación correspondiente.

**Especificaciones**

**Temperatura de color: 5600 K**

**Iluminación: 680 lm**

**Dimensiones KL 1600 LED (An x L x Alt):**

**Dimensiones de la guía de luz (Ø x L): 114 x 231 x 137 mm**

**4,5 x 600 mm**

**Peso: 3,9 kg**

**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG04666289	LED Cold Light Source KL1600LED incl. 2-	1 pz.
LLG04666290	LED Cold Light Source KL1600LED incl. 2-	1 pz.
LLG04666291	LED Cold Light Source KL1600LED incl. 2-	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

