

**Fuente de luz fría KL 1600 LED Packages****Schott AG****Fuente de luz fría KL 1600 LED Packages**

El KL 1600 LED es una innovadora fuente de luz de fibra óptica que utiliza la luz fría para iluminar todo tipo de objetos en aplicaciones industriales y de ciencias de la vida.

- Potente sistema de iluminación con una luminosidad de 680 lm
- Control de regulación ergonómico
- Iluminación sin ondulaciones para aplicaciones de imagen digital
- La temperatura de color de 5.600 K no cambia cuando la fuente de luz está atenuada
- Sin mantenimiento gracias a los LEDs de larga duración de 50.000 horas

Material de suministro:

Fuente de luz fría LED KL 1600 LED incl. guía de luz de cuello de cisne de 2 brazos, 2 lentes de enfoque y el cable de alimentación correspondiente.

Especificaciones

Temperatura de color: 5600 K

Iluminación: 680 lm

Dimensiones KL 1600 LED (An x L x Alt):

Dimensiones de la guía de luz (Ø x L): 114 x 231 x 137 mm

4,5 x 600 mm

Peso: 3,9 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04666289	LED Cold Light Source KL1600LED incl. 2-	1 pz.
LLG04666290	LED Cold Light Source KL1600LED incl. 2-	1 pz.
LLG04666291	LED Cold Light Source KL1600LED incl. 2-	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

