



## Gradilla de tinción, Vidrio

### Gradilla de tinción, Vidrio

Vidrio. Sostiene portaobjetos de microscopio de 76mm x 26mm a 50mm. (No se suministra la cubeta 9.163 281). Se dispone de un asa de elevación de cable como accesorio.



Code	Description	Packaging
LLG09163280	Staining rack,glass,for 10 slides,witho	1 pz.
LLG09163284	Wire handle for staining rack	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

