



Gradilla de tinción, Vidrio

Gradilla de tinción, Vidrio

Vidrio. Sostiene portaobjetos de microscopio de 76mm x 26mm a 50mm. (No se suministra la cubeta 9.163 281). Se dispone de un asa de elevación de cable como accesorio.



Code	Description	Packaging
LLG09163280	Staining rack,glass,for 10 slides,witho	1 pz.
LLG09163284	Wire handle for staining rack	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

