



Guantes desechables POLYCLASSIC, LDPE

Guantes desechables POLYCLASSIC, LDPE

- Guante desechable, aprox. 18 mi
- LDPE (Polietileno de Baja Densidad), en relieve, no estéril
- Suave y muy resistente a la rotura
- Protección para el trabajo de corta duración
- Cómodo de llevar
- Caja dispensadora, que contiene 100 guantes. Cat. I



Code	Description	Packaging
LLG09262605	Gloves Polyclassic Soft size LLDPE,/100	100 pz
LLG09262606	Gloves Polyclassic Soft size MLDPE,/100	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

