



Extractor de bromuro de etidio

Extractor de bromuro de etidio

Para eliminar rápidamente y de forma segura el bromuro de etidio de las soluciones de tinción. Mátriz con carbón activo que permite eliminar el 99% de manera sencilla. Es capaz de descontaminar 10 litros de solución de tinción. Tras la filtración, la solución descontaminada se puede eliminar de manera segura por el desagüe. El extractor se adapta a cualquier frasco de laboratorio y botellas estándar (con cuello de 33 hasta 45 mm). La unidad incluye un tapón para almacenar el extractor tras haber sido utilizado. Pack de 2 unidades.



Code	Description	Packaging
LLG06282288	Eithidium bromide Extractor pack of 2/2	2 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

