

**Accesorios para incubadora con agitación KS4000i control****AS 4000.1 Accesorio universal**

Para todo tipo de recipientes. Rodillos de sujeción infinitivamente variables permiten la adaptación a diversos recipientes.

Incluye en el transporte: 1 x soporte básico AS 1.400, 6 x rodillos de sujeción AS 1.401, 12 x Rosca de fijación AS 1.402


**AS 4000.2 Accesorio de pinza de fijación**

Para la agitación de matraces, frascos erlenmeyer y frascos con sección transversal circular (sin pinzas de fijación).

Número de pinzas de fijación (volumen): 50 x AS 2.1 (25ml), 48 x AS 2.2 (50ml), 25 x AS 2.3 (100ml), 16 x AS 2.4 (250ml), 12 x AS 2.5 (500ml), 7 x AS 2.6 (1000 ml)

**AS 4000.3 Accesorio tipo bandeja**

Para una agitación suave en el intervalo de poca viscosidad, por ejemplo, de cultivos celulares o medios de cultivo en placas de Petri, frascos de cultivo y recipientes similares con un centro de gravedad bajo. Con una lámina antideslizante integrada (PP).



Code	Description	Packaging
LLG06236293	universal adhesive mat STICKMAX	1 pz.
LLG09837892	Dish attachment AS 4000.3470 x 444 x 25	1 pz.
LLG09837893	Fixing clip attachment AS 4000.2470 x 4	1 pz.
LLG09837894	Universal attachment AS 4000.1470 x 447	1 pz.
LLG09837895	Basic holder AS 1.400	1 pz.
LLG09837896	Clamping roll AS 1.401	1 pz.
LLG09837897	Fastening screw AS 1.402	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

