



Concentrados para baños ultrasónicos STAMMOPUR

Concentrados para baños ultrasónicos STAMMOPUR

Los concentrados STAMMOPUR han sido especialmente desarrollados para aplicaciones ultrasónicas y están marcados con la marca CE según la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD). Todas las soluciones son respetuosas con el medio ambiente, biodegradables y fáciles de eliminar. STAMMOPUR contiene sustancias activas y coadyuvantes especiales que consiguen un efecto desinfectante y limpiador óptimo, al mismo tiempo que ahorran los instrumentos.

STAMMOPUR R: Concentrado intensivo para la limpieza de instrumentos, sin fosfatos, alcalino suave, aplicación 2 %, pH 9,6 (1 %).

STAMMOPUR 24*: Concentrado intensivo de desinfección y limpieza. Bactericida certificada por la VAH, virucida y yeasticida contra el VDVB, la vacuna, el VHB, el VHC y el VIH. Effectiveness EXAM - peritaje contra el virus H5N1. Libre de aldehídos, cloro y fenol. Aplicación 1 % a 2 %, ligeramente alcalina, pH 9.9 (1 %). Altamente compatible con la mayoría de los materiales.

STAMMOPUR DR 8*: Desinfección de instrumentos y concentrado de limpieza intensiva. Certificado por la VAH. Sin aldehídos, fenoles y cloro. Bactericida, virucida contra Vaccinia, BVDV, Papova, Adeno, HBV, HCV, HIV, H5N1. Aplicación 1 % a 3 %, ligeramente alcalino, pH 9,9 (1 %).



Este producto es un desinfectante con biocidas. Por favor, consulte su disponibilidad e información legal.



Code	Description	Packaging
LLG06801786	STAMMOPUR R nettoyage instrument clea/1	1 pz.
LLG09192711	Cleaner, STAMMOPUR 24, 2 l bottle liquid	1 pz.
LLG09192712	STAMMOPUR 24, 5l-can, disinfectant liquid	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

