

**Lupas con cinta para la cabeza laboMED****Eschenbach****Lupas con cinta para la cabeza laboMED**

Ambas manos quedan libres para trabajar. Distancia cómoda para trabajar incluso a gran aumento.

- Las lentes se pueden intercambiar fácilmente
- Pinza para la lente a base de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Las lupas tipo pinza laboMED son solo adecuadas para las personas que no usan gafas
- Montura de metal discreta, pintura negra mate
- Se suministra en una caja donde guardarla
- La lupa puede utilizarse también lentes monoculares, disponibles como accesorios



Code	Description	Packaging
LLG09151178	Attachment magnifier labo-med 2.0xbinoc	1 pz
LLG09151179	Attachment magnifier labo-med 2.5xbinoc	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

