

**Gafas de aumento maxDETAIL****Eschenbach****Gafas de aumento maxDETAIL**

Para los trabajos minuciosos más exigentes. Ambas manos libres para trabajos de filigrana, bricolaje, trabajos manuales o de lectura. Distancia de trabajo cómoda y gran campo visual; diseño ligero y moderno.

- Con ajuste mejorado de la compensación de dioptrías
- Varillas fácilmente adptables (adaptables sin calentamiento)
- Gran distancia interpupilar de 60-68 mm
- Distancia de trabajo: aprox. 40 cm
- Compensación de dioptrías: ± 3 diopt., a la derecha/izquierda, ajustable por separado, no es posible la corrección cilíndrica
- Se suministran con un estuche rígido



Code	Description	Packaging
LLG09151177	Magnifying spectacles MaxDetail 2,0x ma	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

