

**Refractómetro Abbe AR4****A.KRÜSS Optronic****Refractómetro Abbe AR4**

Refractómetros clásicos para sólidos y líquidos. Con termómetro digital integrado. Opcionalmente se pueden combinar con un termostato.

-Las escalas pueden ser ajustadas manualmente usando la perilla de accionamiento

-El valor medido puede ser leído a través de un ocular

-La temperatura se muestra en la pantalla LCD

-Opcionalmente: En combinación con el termostato de circulación PT31 la temperatura puede mantenerse a 20 o 25 °C

Especificaciones

Dimensiones (An x L x Alt): 100 x 190 x 270 mm

Peso: 2,5 kg

Fuente de alimentación: 7,5 V



Code	Description	Packaging
LLG09801110	Abbe-refractometer AR 4with electrical	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

