

**Refractómetro Abbe AR4****A.KRÜSS Optronic****Refractómetro Abbe AR4**

Refractómetros clásicos para sólidos y líquidos. Con termómetro digital integrado.

Opcionalmente se pueden combinar con un termostato.

-Las escalas pueden ser ajustadas manualmente usando la perilla de accionamiento

-El valor medido puede ser leído a través de un ocular

-La temperatura se muestra en la pantalla LCD

-Opcionalmente: En combinación con el termostato de circulación PT31 la temperatura puede mantenerse a 20 o 25 °C

**Especificaciones**

**Dimensiones (An x L x Alt): 100 x 190 x 270 mm**

**Peso: 2,5 kg**

**Fuente de alimentación: 7,5 V**



Code	Description	Packaging
LLG09801110	Abbe-refractometer AR 4with electrical	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

