

**Sistema de electroforesis Enduro Gel XL**

Labnet

Sistema de electroforesis Enduro™ Gel XL

Un completo sistema de electroforesis para un análisis rápido y fácil. Para geles de 6 x 6 cm a 12,5 x 12 cm.

- Hasta 112 muestras a la vez
- Incluye se de fundición y peines
- Ajuste voltaje, amperaje y tiempo
- Temporizador con alerta audible de fin de operación
- La conexión directa elimina los cables
- Pantalla LCD retroiluminada

El set incluye: Enduro™ Gel XL, 1 soporte principal de fundición, 4 Micro, bandejas de gel de 6 x 6 cm, 1 divisor de bandejas, 2 peines de doble cara (5/8 pocillos)

Especificaciones

Voltaje/corriente de salida: 10 hasta 150V / 10 hasta 400 mA

Temporizador: 0 a 99 horas o continuo

Dimensiones (An x L x Alt): 245 x 170 x 62 mm

Capacidad de gel: 1 grande (12,5 x 12 cm), 2 pequeños (12,5 x 6 cm), 4 micro (6 x 6 cm)

Memoria del programa: Últimos parámetros programados guardados



Code	Description	Packaging
LLG09595339	Electrophoresis system Enduro Gel XLinc	1 pz.
LLG09595340	Micro casting setfor 4 6x6 cm gel trays	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

