

**Sistema de electroforesis Enduro Gel XL**

Labnet

**Sistema de electroforesis Enduro™ Gel XL**

Un completo sistema de electroforesis para un análisis rápido y fácil. Para geles de 6 x 6 cm a 12,5 x 12 cm.

- Hasta 112 muestras a la vez
- Incluye se de fundición y peines
- Ajuste voltaje, amperaje y tiempo
- Temporizador con alerta audible de fin de operación
- La conexión directa elimina los cables
- Pantalla LCD retroiluminada

**El set incluye:** Enduro™ Gel XL, 1 soporte principal de fundición, 4 Micro, bandejas de gel de 6 x 6 cm, 1 divisor de bandejas, 2 peines de doble cara (5/8 pocillos)

**Especificaciones**

**Voltaje/corriente de salida:** 10 hasta 150V / 10 hasta 400 mA

**Temporizador:** 0 a 99 horas o continuo

**Dimensiones (An x L x Alt):** 245 x 170 x 62 mm

**Capacidad de gel:** 1 grande (12,5 x 12 cm), 2 pequeños (12,5 x 6 cm), 4 micro (6 x 6 cm)

**Memoria del programa:** Últimos parámetros programados guardados



Code	Description	Packaging
LLG09595339	Electrophoresis system Enduro Gel XLinc	1 pz.
LLG09595340	Micro casting setfor 4 6x6 cm gel trays	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

