



Refractómetros portátiles digitales DR101-60 / DR201-95 / DR-301-95

A.KRÜSS Optronic

Refractómetros portátiles digitales DR101-60 / DR201-95 / DR-301-95

Refractómetro portátil digital con dos escalas diferentes, Brix y RI.

El manejo es rápido y muy fácil, se utiliza agua destilada para la calibración.

Con compensación automática de temperatura.

El DR301-95 ofrece 2 escalas adicionales definidas por el usuario y puede ser conectado a un ordenador. Especialidades: función de compensación de temperatura opcional y alarma de tolerancia superior e inferior.

Especificaciones DR101-60 | DR201-95 | DR301-95

Rango de temperatura: 10 ... 40 °C

Precisión: $\pm 0,5$ °C

Compensación de la temperatura: 10 ... 40 °C

Dimensiones: 110 x 62 x 32 mm | 130 x 80 x 40 mm | 180 x 100 x 60 mm

Peso: 160 g | 200 g | 500 g

Fuente de alimentación: Batería de 1,5 V | Batería de 1,5 V | Batería de 9 V, incl. adaptador CA

Grado de protección: IP65 | IP64 | IP50



Code	Description	Packaging
LLG06230350	Digital handrefractometer DR 201-950-95	1 pz.
LLG06236921	Digital hand refractometer DR 301-95	1 pz.
LLG09801117	Digital Handrefractometer DR 101-600-60	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

