

**Refractómetros portátiles manuales****A.KRÜSS Optronic****Refractómetros portátiles manuales**

Instrumentos de precisión para un rápido uso diario. Diversas escalas y funciones aseguran que haya un refractómetro adecuado para cada área de aplicación.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04662319 | Hand refractometer HRB 82-T 45-82% Brix | 1 pz      |
| LLG09801142 | Hand refractometer HRT 320-32% Brix     | 1 pz.     |
| LLG09801150 | Handrefractometer HR 9000-90% Brix      | 1 pz.     |
| LLG09801151 | Hand refractometer HR 9011333-1517 nD   | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

