

**Lupas de bolsillo iluminadas, mobilux<sup>®</sup> LED****Eschenbach****Lupas de bolsillo iluminadas, mobilux<sup>®</sup> LED**

Lupas con luz acreditadas con un nuevo diseño y funciones mejoradas.

- Fáciles de usar. Interruptor de luz grande y de fácil manejo
- Se suministran con 3 filtros diferentes
- El cambio de las pilas es sencillo
- Incl. una funda protectora para la lente



| Code        | Description                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| LLG07970900 | Illuminated magnifying "mobilux LED" | 1 pz.     |
| LLG09151181 | Illuminated magnifying "mobilux LED" | 1 pz.     |
| LLG09151182 | Illuminated magnifying "mobilux LED" | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

