

**Lupas de bolsillo iluminadas, mobilux[®] LED****Eschenbach****Lupas de bolsillo iluminadas, mobilux[®] LED**

Lupas con luz acreditadas con un nuevo diseño y funciones mejoradas.

- Fáciles de usar. Interruptor de luz grande y de fácil manejo
- Se suministran con 3 filtros diferentes
- El cambio de las pilas es sencillo
- Incl. una funda protectora para la lente



Code	Description	Packaging
LLG07970900	Illuminated magnifying "mobilux LED"	1 pz.
LLG09151181	Illuminated magnifying "mobilux LED"	1 pz.
LLG09151182	Illuminated magnifying "mobilux LED"	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

