

**Lupas iluminadas, powerlux****Eschenbach****Lupas iluminadas, powerlux**

Se desliza de forma muy sencilla e intuitiva sobre el material de lectura gracias a su diseño ergonómico. Con desconexión automática para proteger la vida útil de las pilas. Se acomoda perfectamente en la mano. Iluminación clara y uniforme sin deslumbramientos.

-Dispone de 2 LED SMD colocados uno frente al otro lo que proporciona una iluminación sin sombras

-Suministrado con un estuche rígido

-Se puede utilizar con ambas manos

Luz de color de 3000 K disponible bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG09151186	Illuminated magnifying powerlux	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

