

**Equipo para determinar la digestión anaeróbica****Behr****Equipo para determinar la digestión anaeróbica**

Un equipo completo que consta de:

- Baño de atemperado con termostato para 6 unidades del eudiómetro incluyendo dispositivos pinza para tubos de eudiómetro
- 6 unidades de eudiómetro con frascos verticales, de 500 ml, tubos para eudiómetro con escala, grifo y tubos de unión y recipientes niveladores
- Agitador magnético de serie, para su uso en baño de agua FH6, para agitar 6 frascos de 500 ml cada uno, incluyendo una unidad de control aparte

Especificaciones

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: 850 x 330 x 360 mm

16 kg



Code	Description	Packaging
LLG09843850	Tempering bath FH 6, from PVCincl.therm	1 pz.
LLG09843851	Eudiometer unit FH 10eudiometer tube, s	1 pz.
LLG09843852	Serial magnetic stirrer RM 6incl.sep.co	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

