



Dispositivo de agitación SA 1028 para el baño ultrasónico SONOSHAKE

Dispositivo de agitación SA 1028 para el baño ultrasónico SONOSHAKE

- Ajuste analógico de la hora y la frecuencia de las sacudidas
- Movimiento recíproco: ajustes en 4 pasos posibles de hasta 200/min
- Temporizador: de 1 a 15 minutos, o continuo
- Amplitud constante de 20mm independiente de la carga
- Rack fácil de retirar - montaje fácil de las pinzas de laboratorio EK 10-250 (por separado al pedido)
- Huella aprox. 410mm x 280mm (L x W)
- Contiene 36 frascos de 10ml, 36 x 25ml, 18 x 50ml, 12 x 100ml o 10 x 250ml

Un baño ultrasónico SONOREX DIGITEC DT1028 F ya existente puede ser fácilmente reequipado con el accesorio agitador SA 1028.



Code	Description	Packaging
LLG09877650	Shaking device SA 1028	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

