

**Mango ultra higiénico, PP****Vikan A/S****Mango ultra higiénico, PP**

- Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio
- Prueba de resistencia al frío y a la fatiga
- Diseño ergonómico
- Fácil de limpiar y secar
- Resistente a los productos químicos
- Superficie lisa
- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable



Code	Description	Packaging
LLG04666246	Ultra Hygienic Handle, Ø34 mm, 1500 mm,	1 pz.
LLG04666247	Ultra Hygienic Handle, Ø34 mm, 1500 mm,	1 pz.
LLG04666248	Ultra Hygienic Handle, Ø34 mm, 1500 mm,	1 pz.
LLG04666249	Ultra Hygienic Handle, Ø34 mm, 1500 mm,	1 pz.
LLG04666250	Ultra Hygienic Handle, Ø34 mm, 1500 mm,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

