

**Incubadora con agitación de mesa compacto MaxQ 4450, orbital**Thermo Elect.LED GmbH
(Kendro)**Incubadora con agitación de mesa compacto MaxQ 4450, orbital**

- Tiene capacidad para 4 frascos de 1L.
- Requiere un espacio mínimo en el banco.
- Elija entre dos rangos de temperatura, 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 80°C o 5°C por debajo de la temperatura ambiente hasta 80°C.
- La tapa transparente permite ver las muestras sin alterar la temperatura interna
- El accionamiento triple excéntrico maneja cargas pesadas, proporciona una agitación uniforme y un funcionamiento continuo las 24 horas del día, incluso a altas velocidades.
- Monitoriza y controla el rango de temperatura de la cámara con una precisión de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ y una uniformidad de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a 37°C.
- Visualiza la velocidad, el tiempo de funcionamiento y la temperatura simultáneamente en tres pantallas LED individuales.
- Las alarmas visuales y audibles le alertan de las desviaciones de temperatura. El calor se apaga si la temperatura se desvía $\pm 1^{\circ}\text{C}$ del punto de ajuste.
- La función de arranque suave elimina los arranques y paradas repentinos, las salpicaduras del contenido del recipiente o la humectación del cierre del matraz.
- Mantiene los parámetros durante el corte de energía y reinicia la unidad automáticamente después de que se restablezca la energía.
- La característica de seguridad de sobretemperatura con termostato independiente proporciona un respaldo adicional al controlar el calor si el controlador principal de temperatura falla.
- El bloqueo de seguridad detiene el movimiento de la plataforma cuando se abre la tapa.
- Garantía de 5 años y 10 años en el mecanismo de accionamiento.

Especificaciones**Rango de velocidad, rpm: 15 a 500 ± 1 rpm digital****40 a 400 ± 1 rpm analógico****Rango de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ de precisión a 37°C****Tiempo de operación: 0,1 hora a 999 horas o 0,1 minuto a 999 minutos****Dimensiones (L x An x Alt): 691 x 358 x 401 mm****Requisitos de alimentación: 240 V, 50/60 Hz**



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

