



## Placa calefactora Ceran<sup>®</sup>

### Placa calefactora Ceran<sup>®</sup>

Carcasa de acero inoxidable de alto valor, cepillada y pulida, en un diseño exclusivo Softline, superficie de cocción Schott Ceran<sup>®</sup>. Control ajustable de potencia con ahorro de potencia o regulación de potencia en 9 etapas (TC = *Touch Control*). Técnica HiLight de doble circuito, por lo que se puede activar una zona de calentamiento extragrande (diám. 210 mm). Cierre térmico y sistema automático de cocción. Indicador del calor residual y lámpara de control o alarma. Rango de temperatura (vacío): 0 a aprox. 460°C. Fuente de alimentación 230 V.



Code	Description	Packaging
LLG06261651	Ceran® double boiling plate dual-circui	1 pz.
LLG09645510	Ceran® single boiling plate,dual-circui	1 pz
LLG09645511	Ceran® single boiling plate touch contr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

