

**Dispensadores Bottletop Varispenser<sup>®</sup> 2/ Varispenser<sup>®</sup> 2x**

Dosificador monocanal para una dosificación segura y sencilla de los líquidos de los frascos. La tecnología de labio obturador permite dispensar casi todos los tipos de ácidos, soluciones y bases.

Los Varispenser 2x están equipados con una válvula de dosificación a posteriori.

- Rosca estándar GL 45
- Válvulas de seguridad en la válvula de descarga para evitar fugas de líquido
- Completamente autoclavable sin desmontaje
- Resistente a los productos químicos
- Tubo de aspiración telescópico para una adaptación variable a la altura de la botella

**Incluido en el material de suministro:** Adaptador para los tamaños de botella más comunes.



Code	Description	Packaging
LLG06272404	Varispenser® 2 plus 1 - 10 ml	1 pz
LLG06272405	Dispensatore Varispenser 2 plus Vol.	1 pz
LLG06272409	Varispenser® 2, 1 - 10 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

