

**Agitadores suspendidos OHS Digital****Velp Scientifica SRL****Agitadores suspendidos OHS Digital**

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla y control electrónico de la velocidad. Con temporizador y sobrecarga integrados, protección contra sobretensión y sobrecalentamiento.

- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Indicación de par en la pantalla
- Pantalla LED
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor sin herramientas
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software

Especificaciones

Rango de velocidad: 30 ... 2000 min⁻¹ (OHS 100 Digital: 30 ... 1300 min⁻¹)

Potencia del motor: 190 W

Rango de sujeción: Ø 1 ... 13 mm

Monitor: Digital

Dimensiones (An x L x Alt): 90 x 235 x 285 mm

Peso: 4,1 kg

Grado de protección: IP 54

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG04666657	OHS 100 Digital 230V/50-60Hz	1 pz.
LLG04666658	OHS 60 Digital 230V/50-60Hz	1 pz.
LLG04666659	OHS 40 Digital 230V/50-60Hz	1 pz.
LLG04666660	OHS 20 Digital 230V/50-60Hz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

