

**Agitador suspendido OHS 200 Digital**

Velp Scientifica SRL

Agitador suspendido OHS 200 Digital

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla y control electrónico de la velocidad. Con temporizador y sobrecarga integrados, protección contra sobretensión y sobreintensidad.

- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Indicación de par en la pantalla
- Pantalla LED
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor sin herramientas
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla y control electrónico de la velocidad. Con temporizador integrado y protección contra sobrecarga, sobretensión y sobrecorriente.

- Para altas viscosidades hasta 100.000 mPas o grandes volúmenes hasta 100 l
- Con 2 marchas de velocidad
- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Indicación de par en la pantalla
- Pantalla LED
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor sin herramientas
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software

Especificaciones**Número de marchas de velocidad: 2****Rango de velocidad: 6 ... 400 min⁻¹ / 30 ... 2000 min⁻¹****Potencia nominal: 190 W****Rango de sujeción: Ø 1 ... 13 mm****Pantalla: Digital****Dimensiones (An x L x Alt): 90 x 235 x 315 mm****Peso:****Grado de protección: 4,6 kg**

IP 54

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años

Code	Description	Packaging
LLG04666656	OHS 200 Digital 230V/50-60Hz	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

