

**Baño calentador HB 1500/HB 1500-S**

Heju

**Baño calentador HB 1500/HB 1500-S**

El baño calentador HB 1500 está concebido para múltiples tareas. El baño se llena de agua, aceites o sal. Se pueden elegir 3 tamaños distintos. Los microprocesadores más modernos asumen la regulación de la temperatura. Valores límite por exceso y por defecto, cortocircuito de sensor y de corriente así como interrupción del sensor y del conductor, todo ello programable en un aparato que no requiere mantenimiento

- Regulador del microprocesador con 4 pantallas de 7 segmentos y 4 posiciones, H=10 mm, verde
- Libremente programable
- Regulación automática de la temperatura
- Ajuste de la potencia calorífica del 1 al 99%
- Margen de medición y control +0,0 hasta +250,0°C
- Desconexión por exceso de temperatura >10 K + valor teórico
- Interruptor on-off verde, iluminado
- Desconectable del sensor externo
- Material del baño/carcasa de acero fino, lateral posterior y frontal de aluminio eloxiado

**Baño calentador HB 1500-S**

Equipo como HB 1500, además con limitador de seguridad de la temperatura a través de un regulador del microprocesador y un sensor de temperatura interno. Si se excede la temperatura de seguridad se desconecta la calefacción. Desconexión por exceso de temperatura >10K + valor teórico.



Code	Description	Packaging
LLG09234510	Laboratory heating bath HB 15008 liters	1 pz
LLG09234511	Laboratory heating bath HB 15004 liter,	1 pz
LLG09234512	Laboratorz heating bath HB 15002 liter,	1 pz
LLG09234513	Laboratorz heating bath HB 1500/S8 lite	1 pz
LLG09234514	Laboratory heating bath HB 1500/S4 lite	1 pz
LLG09234515	Laboratory heating bath HB 1500/S2 lite	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

