



Cápsulas de Petri DUROPLAN<sup>®</sup>, vidrio de borosilicato 3.3

DURAN Group

### Cápsulas de Petri DUROPLAN<sup>®</sup>, vidrio de borosilicato 3.3

DURAN<sup>®</sup>. Con tapa. Estas cápsulas Petri de vidrio de borosilicato 3.3 son el resultado de un proceso de fabricación especial. Sus ventajas son una distribución uniforme del medio de cultivo y una visión sin distorsiones. Fondo y tapa absolutamente planas y libres de burbujas. Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizables en autoclave. DIN 13132.



Code	Description	Packaging
LLG09170141	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,60x20 mm	1 pz
LLG09170143	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,80x20 mm	1 pz
LLG09170146	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,100x15 m	1 pz
LLG09170148	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,100x20 m	1 pz
LLG09170151	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,120x20 m	1 pz
LLG09170153	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,150x30 m	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

