



Cápsulas de Petri DUROPLAN[®], vidrio de borosilicato 3.3

DURAN Group

Cápsulas de Petri DUROPLAN[®], vidrio de borosilicato 3.3

DURAN[®]. Con tapa. Estas cápsulas Petri de vidrio de borosilicato 3.3 son el resultado de un proceso de fabricación especial. Sus ventajas son una distribución uniforme del medio de cultivo y una visión sin distorsiones. Fondo y tapa absolutamente planas y libres de burbujas. Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizables en autoclave. DIN 13132.



Code	Description	Packaging
LLG09170141	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,60x20 mm	1 pz
LLG09170143	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,80x20 mm	1 pz
LLG09170146	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,100x15 m	1 pz
LLG09170148	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,100x20 m	1 pz
LLG09170151	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,120x20 m	1 pz
LLG09170153	Petri dishes,DUROPLAN,with lid,150x30 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

