




Depósitos de reactivos

Depósitos de reactivos desechables con fondo en forma de V para garantizar que todo el reactivo sea accesible y pueda aspirarse fácilmente. La construcción de pared gruesa y base ancha añade estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito sea fácil de manejar sin deformación del producto.

- Las marcas de graduación permiten la medición del líquido
- Con picos de vertido en todas las esquinas
- Apilables, con sistema de anidamiento para una fácil separación
- Las versiones estériles se sellan en bolsas, esterilizadas por haz de electrones y libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos
- Certificado de calidad disponible a petición



Code	Description	Packaging
LLG04666443	Reagent Reservoirs 50 ml PS, sterile, wh	100 pz.
LLG04666444	Reagent Reservoirs 50 ml PS, non sterile	100 pz.
LLG04666448	Reagent Reservoirs 100 ml PS, sterile, w	100 pz.
LLG04666449	Reagent Reservoirs 100 ml PS, non-steril	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

